


WbおよびElisa用Anti-Sigmar1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q99720

商品番号: CM0017391



前書き

ヒトSIGMAR1に対するウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済みで、ヒトおよびラットとの交差反応性があります。神経変性疾患、カルシウムシグナル伝達、および脂質輸送の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SIGMAR1 Rabbit pAb
備考/別名	SRBP; ALS16; DSMA2; OPRS1; SR-BP; SIG-1R; SR-BP1; sigma1R; hSigmaR1; SIGMAR1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10280
免疫原	ヒトSIGMAR1 (NP_005857.1) のアミノ酸31-80に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q99720
タンパク質分子量	25kDa
配送	氷袋