

Wb、Elisa用抗Sik1ウサギポリクローナル抗体 - P57059

商品番号: CM0016312

前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのSIK1ウサギポリクローナル抗体で、ヒトおよびマウスのSIK1を検出します。糖新生、腫瘍抑制、概日リズム、筋分化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SIK1 Rabbit pAb
備考/別名	MSK; SIK; DEE30; SIK-1; SIK1B; SNF1LK; SIK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	150094
GeneID	150094
免疫原	合成ペプチド - ヒトSIK1 (NP_775490.2) のアミノ酸1〜100番の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P57059
タンパク質分子量	85kDa
発送	保冷剤