

Wb・Elisa対応 抗Sik3ポリクローナル抗体 - Q9Y2K2

商品番号: CM0028952



前書き

ウサギ由来抗SIK3ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットを対象としたウェスタンブロッティングおよびELISAでの使用が検証済みです。mTORシグナル伝達や軟骨細胞分化に関与するセリン/スレオニンタンパク質キナーゼSIK3を標的とし、キナーゼ研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SIK3 Rabbit pAb
別名	L19, QSK, SEMDK, SIK-3, SIK3
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23387
遺伝子ID	23387
免疫原	ヒトSIK3 (NP_079440.3) のアミノ酸60～310番に対応する組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q9Y2K2
タンパク質分子量	145kDa
発送方法	保冷剤同梱