

Anti-Sim2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q14190

商品番号: CM0012919

前書き

ヒト、マウス、ラットのWBおよびELISAで検証済み。
。SIM2はCNSの発達に重要なbHLH転写因子です。
神経科学および発生生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SIM2 Rabbit pAb
備考/エイリアス	SIM; bHLHe15; HMC13F06; HMC29C01; SIM2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6493
遺伝子ID	6493
免疫原	ヒトSIM2 (NP_005060.1) のアミノ酸342-525に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14190
タンパク質分子量	73kDa
配送	氷袋