

Wb、Elisa用抗Sin3Aモノクローナル抗体 - Q96St3

商品番号: CM0006919

前書き

ヒトSin3A（SWISS: Q96ST3）に対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISA用途に対応。ヒトおよびマウスとの交差反応性が検証されています。転写制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Sin3AウサギmAb
備考／別名	WITKOS; DEL15Q24; CHR15DELq24; Sin3A
種	ヒト
遺伝子ID	25942
免疫原	合成ペプチド（ヒトSin3A（NP_056292.1）のアミノ酸1～100に相当する配列を含む合成ペプチド）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96ST3
タンパク質分子量	145kDa
輸送	保冷バッグ