

抗Sin3Aポリクローナル抗体（Wb、Elisa用）- Q96St3

商品番号: CM0013276

前書き

WBおよびELISAで検証済みのウサギ抗Sin3Aポリクローナル抗体。ヒトおよびラットのSin3A（約145 kDa）と交差反応します。クロマチン、概日リズム、神経発達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Sin3A ウサギpAb
備考/別名	WITKOS; DEL15Q24; CHR15DELq24; Sin3A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	25942
GeneID	25942
免疫原	ヒトSin3Aのアミノ酸1-120に対応する組換えタンパク質 (NP_056292.1)
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q96ST3
タンパク質重量	145kDa
配送	アイスバッグ