

Anti-Sin3A ウサギポリクローナル抗体（Wb用） - Q96St3

商品番号: CM0019589

前書き

ヒトSin3A転写コリプレッサーに対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、IP、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのタンパク質を検出します。転写抑制および概日リズムの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Sin3A Rabbit pAb
別名	WITKOS; DELI5Q24; CHR15DELq24; Sin3A
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	25942
遺伝子ID	25942
免疫原	合成ペプチド ヒトSin3A (NP_056292.1) のアミノ酸1-120領域内の配列に対応する合成ペプチドを使用しています。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96ST3
タンパク質分子量	145kDa
輸送方法	保冷剤