

WbおよびElisa用 Anti-Sipa1 ウサギポリクローナル抗体 - Q96Fs4

商品番号: CM0016221

前書き

ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーション用のAnti-SIPA1ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスSIPA1 (p130 SPA-1, 112 kDa, Uniprot Q96FS4)を検出します。免疫原はアミノ酸763-1042。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SIPA1 ウサギ pAb
備考/別名	SPA1; SIPA1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6494
遺伝子ID	6494
免疫原	ヒトSIPA1 (NP_694985.29) のアミノ酸763-1042に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96FS4
タンパク質分子量	112 kDa
輸送	保冷バッグ