

Wb、Elisa用抗Sirt1ポリクローナル抗体 - Q923E4

商品番号: CM0028493

前書き

マウスSIRT1 (Sir2)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。代謝、老化、アポトーシス、概日リズムに關与するNAD依存性脱アセチル化酵素。エピジェネティクスおよび代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SIRT1 Rabbit pAb
備考/別名	Sir2; Sir2a; SIR2L1; Sir2alpha
種	マウス
GeneID (ヒト)	23411
GeneID	93759
免疫原	マウスSIRT1 (NP_062786.1) のアミノ酸638-737以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q923E4
タンパク質分子量	80 kDa/60 kDa
配送	氷袋