

Wb、Ip、Ihc-P、Elisa用Anti-Sirt1ポリクローナル抗体 - Q96Eb6

商品番号: CM0014944



前書き

ヒトSIRT1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IP、IHC-P、ELISAで検証済み。アポトーシス、代謝、クロマチン制御の研究に適しています。マウスおよびラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SIRT1 Rabbit pAb
備考/別名	SIR2; SIR2L1; SIR2alpha; SIRT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23411
GeneID	23411
免疫原	ヒトSIRT1 (NP_036370.2) のアミノ酸448-747領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96EB6
タンパク質分子量	82 kDa
配送	アイスバッグ