

Anti-Sirt1ウサギモノクローナル抗体（Ko検証済み）Wb、If/Icc、Elisa用 - Q96Eb6

商品番号: CM0003213



前書き

ヒトSIRT1に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。NAD依存性脱アセチル化、アポトーシス、代謝、DNA修復、および遺伝子調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] SIRT1ウサギmAb
備考/別名	SIR2; SIR2L1; SIR2alpha; T1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6772
遺伝子ID	23411
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96EB6
タンパク質分子量	82kDa
配送	アイスバック