

## Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Sirt2ポリクローナル抗体 - Q8Ixx6

商品番号: CM0017625



## 前書き

ヒトSIRT2に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでのバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。脱アセチル化、細胞周期、がん生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 製品名         | SIRT2 Rabbit pAb                                  |
| 備考／別名       | SIR2; SIR2L; SIR2L2; SIRT2                        |
| 種           | ヒト                                                |
| GeneID (ヒト) | 22933                                             |
| GeneID      | 22933                                             |
| 免疫原         | ヒトSIRT2 (NP_036369.2) のアミノ酸300～350内の配列に対応する合成ペプチド |
| 由来          | ウサギ                                               |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                         |
| 用途          | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                             |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                        |
| SWISS       | Q8IXJ6                                            |
| タンパク質分子量    | 43kDa                                             |
| 輸送          | 保冷バッグ                                             |