


抗Sirt2ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q8Ixx6

商品番号: CM0005363



前書き

SIRT2（NAD依存性脱アセチル化酵素サーチュイン-2）に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IHC

- P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのSIRT2を検出し、細胞周期、分裂、代謝の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SIRT2 ウサギmAb
別名	SIR2; SIR2L; SIR2L2
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	22933
免疫原	ヒトSIRT2（NP_036369.2）のアミノ酸281～380番領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IXJ6
タンパク質分子量	43kDa
発送方法	保冷剤