

抗Sirt2ウサギポリクローナル抗体 (Pab) - Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用 - Q8Ixx6

商品番号: CM0017735



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みのSIRT2ウサギpAb。
細胞周期、オートファジー、微小管ダイナミクスに関与するヒトSIRT2（NAD依存性脱アセチル化酵素）を標的とします。マウス、ラットと交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SIRT2ウサギpAb
備考/別名	SIR2; SIR2L; SIR2L2; SIRT2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	22933
遺伝子ID	22933
免疫原	ヒトSIRT2の300-350アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_036369.2)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IXJ6
タンパク質重量	43kDa
配送	アイスパック