

Anti-Sirt3 Rabbit Monoclonal Antibody (Ko Validated) For Wb, Ihc-P, Ip,
Elisa - Q9Ntg7

商品番号: CM0003958



前書き

高特異的な抗SIRT3ウサギモノクローナル抗体、KO検証済み。WB、IHC-P、IP、ELISAに対応。ヒトおよびラットのSIRT3（ミトコンドリアNAD依存性タンパク質脱アセチル化酵素）を標的とし、エネルギー代謝を調節します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] SIRT3 Rabbit mAb
備考/別名	SIR2L3; T3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23410
遺伝子ID	23410
免疫原	合成ペプチド；ヒト SIRT3 (NP_036371.1) のアミノ酸300-399領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9NTG7
タンパク質分子量	44kDa
配送	アイスバッグ