

## 抗Sirt3ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa用) - Q9Ntg7

商品番号: CM0029761



### 前書き

ヒトSIRT3 (SIR2L3) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISAで検証済みです。代謝およびストレス応答に関与するミトコンドリアNAD依存性脱アセチル化酵素であるヒト、マウス、ラットのSIRT3を検出します。エネルギー代謝研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| 製品名      | SIRT3 ウサギpAb                                                |
| 備考/別名    | SIR2L3; SIRT3                                               |
| 種        | ヒト                                                          |
| 遺伝子ID    | 23410 (ヒト)                                                  |
| 免疫原      | 組換えタンパク質   ヒトSIRT3 (NP_036371.1) の388-399アミノ酸配列に対応する合成ペプチド。 |
| 由来       | ウサギ                                                         |
| カテゴリ     | ポリクローナル抗体                                                   |
| アプリケーション | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                |
| 交差反応性    | ヒト、マウス、ラット                                                  |
| SWISS    | Q9NTG7                                                      |
| タンパク質重量  | 44kDa                                                       |
| 配送       | アイスバック                                                      |