

If/Icc、Elisa用 Anti-Sirt4 ポリクローナル抗体 - Q9Y6E7

商品番号: CM0014188

前書き

IF/ICCおよびELISAで検証済みのSIRT4ラビットポリクローナル抗体 (Q9Y6E7)。ヒトSIRT4（代謝、腫瘍抑制、DNA損傷応答に参与するミトコンドリアサーチュイン）を標的とします。腫瘍学および代謝性疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SIRT4 Rabbit pAb
備考/別名	SIR2L4; SIRT4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23409
遺伝子ID	23409
免疫原	ヒトSIRT4 (NP_036372.1) のアミノ酸1-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y6E7
タンパク質分子量	35kDa
配送	アイスバック