


Anti-Sirt5 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9Nxa8

商品番号: CM0007663



前書き

WBおよびELISA用に検証された、ヒトSIRT5 (SIR2L5)

を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのSIRT5を認識します。脱アシル化活性および代謝調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SIRT5 Rabbit mAb
備考/別名	SIR2L5; SIRT5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23408
GeneID	23408
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSIRT5 (NP_036373.1) のアミノ酸37-310に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NXA8
タンパク質分子量	34kDa
配送	アイスパック