

Anti-Sirt5 Rabbit Polyclonal Antibody (Ko Validated) For Wb, Elisa - Q9Nxa8

商品番号: CM0029541



前書き

WBおよびELISA用のKO検証済みSIRT5ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応します。代謝および老化研究におけるミトコンドリア脱アシル化酵素機能を探索してください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] SIRT5 Rabbit pAb
備考/別名	SIR2L5; T5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23408
遺伝子ID	23408
免疫原	ヒトSIRT5 (NP_036373.1) のアミノ酸37-310に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NXA8
タンパク質分子量	34kDa
配送	氷袋