


Wb、Elisa用抗Sirt5（Sir2L5）ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nxa8

商品番号: CM0022854



前書き

WBおよびELISAで検証済みのSIRT5ウサギpAb。ヒトSIRT5（SIR2L5）を認識します。SIRT5は代謝に関与するミトコンドリアNAD依存性脱スクシニル化酵素および脱マロニル化酵素です。代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SIRT5ウサギpAb
備考／別名	SIR2L5; SIRT5
種	ヒト
遺伝子ID	23408
免疫原	ヒトSIRT5（NP_036373.1）のアミノ酸216～310に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NXA8
タンパク質分子量	34kDa
配送	保冷バッグ