

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Sirt6ポリクローナル抗体 - Q8N6T7

商品番号: CM0021135



前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みのSIRT6ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。DNA損傷修復、代謝、老化研究に適しています。SWISS: Q8N6T7。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SIRT6ウサギpAb
備考／別名	SIR2L6; hSIRT6; SIRT6
種	ヒト
GeneID（ヒト）	51548
GeneID	51548
免疫原	ヒトSIRT6（NP_057623.2）のアミノ酸1～355に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N6T7
タンパク質分子量	36 kDa/39 kDa
輸送	保冷バッグ