


Wb、Ip、If/Icc、Ihc-P、Elisa用途 抗Sirt6 ウサギモノクローナル抗体 - Q8N6T7

商品番号: CM0011169



前書き

ヒトSIRT6 (SIR2L6/hSIRT6) を標的とする高品質ウサギモノクローナル抗体です。WB、IP、IF/ICC、IHC-

P、ELISAでの使用が確認済みです。マウスおよびラットと交差反応します。DNA修復、代謝、老化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SIRT6 Rabbit mAb
別名	SIR2L6; hSIRT6
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	51548
GeneID	51548
免疫原	ヒトSIRT6 (NP_057623.2) のアミノ酸1-355に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、IF/ICC、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N6T7
タンパク質分子量	36 kDa/39 kDa
発送方法	氷袋