

Wb、Elisa用抗Sirt7ウサギモノクローナル抗体 - Q9Nrc8

商品番号: CM0006815



前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みのウサギモノクローナル抗SIRT7抗体。ヒトSIRT7を検出し、マウスとの交差反応性を示します。クロマチン制御および転写に関与するNAD依存性デアセチラーゼを標的とします。エピジェネティクス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SIRT7ウサギmAb
備考／別名	SIR2L7 ; SIRT7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51547
遺伝子ID	51547
免疫原	ヒトSIRT7 (NP_057622.1) のアミノ酸301～400に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9NRC8
タンパク質分子量	45 kDa
輸送	保冷バッグ