

Anti-Siva1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - O15304

商品番号: CM0027097

前書き

ヒトおよびマウスのWB、IHC-P、ELISAで検証されたSIVA1ウサギポリクローナル抗体。アポトーシス制御タンパク質Sivaを標的とします。アポトーシスおよびT細胞シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SIVA1 Rabbit pAb
備考/別名	SIVA; CD27BP; Siva-1; Siva-2; SIVA1
種	ヒト (Human)
GeneID (ヒト)	10572
GeneID	10572
免疫原	ヒトSIVA1 (NP_068355.1) のアミノ酸1-110に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ (Rabbit)
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト (Human), マウス (Mouse)
SWISS	O15304
タンパク質分子量	19kDa
配送	氷袋