

ウエスタンブロットおよびElisa用 抗Six1 ウサギポリクローナル抗体 - Q15475

商品番号: CM0016591



前書き

ヒトSIX1（ホメオボックスタンパク質SIX1）に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応性あり。胚発生、筋形成、がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SIX1 ウサギ pAb
備考/別名	BOS3, TIP39, DFNA23, SIX1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6495
GeneID	6495
免疫原	ヒトSIX1 (NP_005973.1) のアミノ酸130-270に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15475
タンパク質分子量	32kDa
輸送	保冷バッグ