

Wb、Elisa用Anti-Six2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Npc8

商品番号: CM0027909

前書き

SIX2に対するウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットとの反応性を確認済みで、WBおよびELISAに適しています。SIX2は、腎臓、頭蓋顔面、および胃の発生に重要な転写因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SIX2 Rabbit pAb
備考/別名	SIX2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10736
遺伝子ID	10736
免疫原	ヒトSIX2 (NP_058628.3) のアミノ酸120-174に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	Q9NPC8
タンパク質分子量	32kDa
配送	アイスバッグ