

ウェスタンブロットおよびElisa用 抗Six3 ウサギポリクローナル抗体 - O95343

商品番号: CM0018969

前書き

ヒトSIX3に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応性があります。前脳発生、眼形成、および全前脳胞症の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SIX3 ウサギ pAb
備考/別名	HPE2; SIX3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6496
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95343
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷バッグ