

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Six5 ウサギポリクローナル抗体 - Q8N196

商品番号: CM0021784

前書き

ヒトSIX5 (BOR2/DMAHP)
に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性あり。器官形成および網膜発生に関与する転写因子を標的。研究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	SIX5 ウサギ pAb
備考/別名	BOR2, DMAHP, SIX5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	147912
遺伝子ID	147912
免疫原	ヒトSIX5 (NP_787071.2) のアミノ酸1-170に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q8N196
タンパク質分子量	75kDa
輸送	保冷バッグ