

Wb、Elisa用 抗Skil ウサギポリクローナル抗体 - P12757

商品番号: CM0029881



前書き

ヒトSKIL (SnoN/SnoA/SnoI) に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のSKIL検出に適しています。細胞分裂および分化の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SKIL Rabbit pAb
備考/エイリアス	SNO; SnoA; SnoI; SnoN; SKIL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6498
GeneID	6498
免疫原	ヒトSKIL (NP_005405.2) のアミノ酸350-450領域内の配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12757
タンパク質分子量	77kDa
配送	氷袋