

Anti-Skiv2L2ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Ip、Elisa対応） - P42285

商品番号: CM0026836



前書き

ヒトSKIV2L2（MTR4/DOB1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IP、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。核内RNA監視およびプロセッシングにおけるエキソソームRNAヘリカーゼの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SKIV2L2 Rabbit pAb
備考/別名	Dob1; Mtr4; SKIV2L2; fSAP118; KIAA0052
種	ヒト
遺伝子ID	23517
免疫原	組換えタンパク質；ヒトSKIV2L2（NP_056175.3）のアミノ酸1-304に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42285
タンパク質分子量	118kDa
配送	氷袋