

## Wb、If/Icc、Elisa用 抗Skp1 ウサギモノクローナル抗体 - P63208

商品番号: CM0008099



### 前書き

ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISA用SKP1ウサギmAb。ヒト、マウス、ラットSKP1（P63208）に対応した設計です。SCFユビキチンリガーゼの19kDaタンパク質成分を検出し、細胞周期およびシグナル伝達研究に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                              |
|------------|------------------------------------------------|
| 製品名        | SKP1 ウサギmAb                                    |
| 備考/別名      | OCP2, p19A, EMC19, SKP1A, OCP-II, TCEB1L, SKP1 |
| 種          | ヒト                                             |
| 遺伝子ID (ヒト) | 6500                                           |
| 遺伝子ID      | 6500                                           |
| 免疫原        | ヒトSKP1（P63208）のアミノ酸64～163番内の配列に相当する合成ペプチド      |
| 起源         | ウサギ                                            |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                      |
| 用途         | WB、IF/ICC、ELISA                                |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                     |
| SWISS      | P63208                                         |
| タンパク質分子量   | 19kDa                                          |
| 輸送方法       | 氷袋                                             |