

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Skp2モノクローナル抗体 - Q13309

商品番号: CM0011607



前書き

組換え抗SKP2ウサギモノクローナル抗体で、ウエスタンブロット、免疫組織化学、ELISAでの検証が完了しています。p27やその他の基質のユビキチン媒介分解を介して細胞周期進行を制御するF-boxタンパク質であるヒトSKP2（Q13309）を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SKP2 ウサギmAb
備考/別名	p45; FBL1; FLB1; FBXL1; SKP2
対象種	ヒト
遺伝子ID	6502
免疫原	ヒトSKP2（Q13309）のアミノ酸1～100番内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13309
タンパク質分子量	48 kDa
輸送方法	氷袋