

抗Skp2ポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - Q13309

商品番号: CM0017469



前書き

ヒトSKP2 (p45, FBL1)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。アプリケーション：WB, IF/ICC, ELISA。予測分子量：48 kDa。ヒトと交差反応性あり。細胞周期調節、ユビキチン・プロテアソーム経路、および抗ウイルス機構の研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SKP2 ウサギpAb
備考/別名	p45; FBL1; FLB1; FBXL1; SKP2
種	ヒト
遺伝子ID	6502
免疫原	ヒトSKP2のアミノ酸100-200番目に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_005974.2)
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13309
タンパク質重量	48kDa
配送	アイスバッグ