

## ウェスタンブロット、If/Icc、Elisa用 Anti-Skp2 ウサギポリクローナル抗体 - Q13309

商品番号: CM0027712



### 前書き

ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるウェスタンブロット、IF/ICC、ELISA検出用に検証された、SKP2を標的とするウサギポリクローナル抗体。細胞周期およびユビキチン化研究のための重要なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 製品名         | SKP2 Rabbit pAb                                   |
| 備考/別名       | p45; FBL1; FLB1; FBXL1; SKP2                      |
| 種           | ヒト                                                |
| GeneID (ヒト) | 6502                                              |
| GeneID      | 6502                                              |
| 免疫原         | ヒト SKP2 (NP_005974.2) のアミノ酸 1-100 内の配列に対応する合成ペプチド |
| 供給源         | ウサギ                                               |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                         |
| アプリケーション    | WB, IF/ICC, ELISA                                 |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                        |
| SWISS       | Q13309                                            |
| タンパク質分子量    | 48kDa                                             |
| 配送          | 氷袋                                                |