


Wb、Elisa用 Anti-Sla2 ウサギポリクローナル抗体 - Q9H6Q3

商品番号: CM0018528



前書き

WB、ELISA用 SLA2

ウサギポリクローナル抗体。T細胞受容体シグナル伝達の負の調節因子であるヒトSLA2 (Src-like-adaptor 2)

を検出します。免疫学およびシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLA2 ウサギ pAb
備考/別名	MARS; SLAP2; SLAP-2; C20orf156; SLA2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84174
GeneID	84174
免疫原	ヒトSLA2 (NP_115590.1) のアミノ酸1-160に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差性	ヒト
SWISS	Q9H6Q3
タンパク質分子量	29kDa
発送	保冷バッグ