


Anti-Slamf6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96Du3

商品番号: CM0016436



前書き

ヒトSLAMF6 (CD352/NTB-A)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。SLAMF6は、免疫細胞の活性化と分化を調節する自己リガンド受容体です。免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	SLAMF6 Rabbit pAb
備考/別名	KALI; NTBA; CD352; KAL1b; Ly108; NTB-A; SF2000; SLAMF6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	114836
遺伝子ID	114836
免疫原	ヒトSLAMF6 (NP_001171643.1) のアミノ酸24-215に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96DU3
タンパク質分子量	37kDa
配送	アイスバッグ