

WbおよびElisa用抗Slamf7ポリクローナル抗体 - Q9Nq25

商品番号: CM0015816

前書き

ヒトSLAMF7（CS1、CD319）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット（WB）およびELISAでバリデーション済み。マウスとの交差反応性を示します。NK細胞の活性化および免疫調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLAMF7ウサギpAb
備考／別名	19A、CS1、CD319、CRACC、SLAMF7
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	57823
遺伝子ID	57823
免疫原	ヒトSLAMF7（NP_067004.3）のアミノ酸23～226に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NQ25
タンパク質分子量	37 kDa
輸送	保冷剤