

Anti-Slamf7 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Nq25

商品番号: CM0020185

前書き

WBおよびELISAに適したSLAMF7ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのSLAMF7を検出します。これは、NK細胞の活性化および免疫調節に関与するSLAMファミリーレセプターです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLAMF7 Rabbit pAb
備考/別名	19A; CS1; CD319; CRACC; SLAMF7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57823
遺伝子ID	57823
免疫原	ヒトSLAMF7 (NP_067004.3) のアミノ酸23-226に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9NQ25
タンパク質分子量	37kDa
配送	氷袋