

Wb、Elisa用抗Slc12A1ウサギポリクローナル抗体 - Q13621

商品番号: CM0013212

前書き

ヒトSLC12A1/NKCC2を標的とするウサギポリクローナル抗体。合成ペプチドを免疫原として作製されています。ウエスタンブロットおよびELISAに適しており、マウスおよびラットとの交差反応性があります。腎臓におけるイオン輸送研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	SLC12A1 ウサギpAb
備考・別名	BSC; BSC1; CCC2; BSC-1; NKCC2; SLC12A1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6557
GeneID	6557
免疫原	ヒトSLC12A1 (NP_000329.2) のアミノ酸50～150に相当する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q13621
タンパク質分子量	121kDa
配送	保冷バッグ