


Anti-Slc12A2ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P55011

商品番号: CM0014621



前書き

ウサギ抗SLC12A2ポリクローナル抗体（WB、IHC-P、ELISAで検証済み）。ヒト、マウス、ラットのNKCC1（131 kDa）を検出します。これは、細胞容積およびイオン恒常性に重要な基底側Na-K-2Cl共輸送体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC12A2 Rabbit pAb
備考/別名	BSC; BSC2; CCC1; BSC-2; KILQS; NKCC1; PPP1R141; SLC12A2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6558
GeneID	6558
免疫原	組換えタンパク質 ヒトSLC12A2 (NP_001037.1) のアミノ酸120-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55011
タンパク質分子量	131kDa
配送	アイスバッグ