

If/Icc、Elisa用 Anti-Slc12A6 ポリクローナル抗体 - Q9Uhw9

商品番号: CM0029643



前書き

ヒトSLC12A6/KCC3を標的とするウサギポリクローナル抗体。IF/ICCおよびELISAで検証済みで、細胞体積調節およびカリウム-塩素共輸送に関する研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC12A6 Rabbit pAb
備考/別名	KCC3; ACCPN; KCC3A; KCC3B; CMT2II; SLC12A6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9990
GeneID	9990
免疫原	ヒトSLC12A6 (NP_598408.1) のアミノ酸60-190に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UHW9
タンパク質分子量	128kDa
発送	保冷バッグ