

Wb、Elisa用 Anti-Slc12A7 ポリクローナル抗体 - Q9Y666

商品番号: CM0017081



前書き

WBおよびELISAで検証済みのSLC12A7ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。イオン恒常性と聴覚に関与するK-Cl共輸送体KCC4を標的とします。IVDアッセイ開発およびバイオメディカル研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC12A7 Rabbit pAb
備考/別名	KCC4; SLC12A7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10723
免疫原	ヒトSLC12A7 (NP_006589.2) のアミノ酸1-70に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y666
タンパク質分子量	119kDa
配送	アイスバッグ