


## Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Slc14A1 ウサギモノクローナル抗体 - Q13336

商品番号: CM0007406



### 前書き

ヒトSLC14A1（尿素輸送体1、JK血液型抗原）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスと交差反応性あり。赤血球および腎臓集合管における尿素輸送の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | SLC14A1 ウサギmAb                                                                   |
| 備考/別名       | JK; UT1; UTE; HUT11; Jk(a); Jk(b); RACH1; RACH2; UT-B1; HUT11A; HsT1341; SLC14A1 |
| 種           | ヒト                                                                               |
| GeneID (ヒト) | 6563                                                                             |
| GeneID      | 6563                                                                             |
| 免疫原         | ヒトSLC14A1のアミノ酸289-389に対応する合成ペプチド。(NP_056949.4)                                   |
| 由来          | ウサギ                                                                              |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                                        |
| 適用          | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                                                            |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                                                           |
| SWISS       | Q13336                                                                           |
| タンパク質分子量    | 43kDa                                                                            |
| 発送          | 保冷バッグ                                                                            |