


Wb、Ihc-P、If-P、Elisa用 Anti-Slc14A1/尿素トランスポーター1 ポリクローナル抗体 - Q13336

商品番号: CM0021465



前書き

ウサギ由来ポリクローナル抗体、ヒトSLC14A1（尿素トランスポーター1、JK血液型抗原）を標的とします。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたWB、IHC-P、IF-P、ELISAでの使用が検証済みです。尿素輸送と腎臓生理学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC14A1 Rabbit pAb
別名	JK; UT1; UTE; HUT11; Jk(a); Jk(b); RACH1; RACH2; UT-B1; HUT11A; HsT1341; SLC14A1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	6563
GeneID	6563
免疫原	ヒトSLC14A1 (NP_001295208.1) のアミノ酸158-257番の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13336
タンパク質分子量	43kDa
輸送方法	保冷剤