


Anti-Slc16A2 Rabbit Polyclonal Antibody (Mct8) For Wb, Elisa - P36021

商品番号: CM0027074



前書き

ヒトSLC16A2/MCT8を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラット組織と反応し、60kDaのバンドを検出します。甲状腺ホルモン輸送およびMCT8欠乏症の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC16A2 Rabbit pAb
備考/別名	AHDS; MCT7; MCT8; XPCT; MCT 7; MCT 8; MRX22; DXS128; DXS128E; SLC16A2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6567
GeneID	6567
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36021
タンパク質分子量	60kDa
配送	アイスパック