

Anti-Slc16A3/Mct4 ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa対応） - O15427

商品番号: CM0009878

前書き

CamelBioは、WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証されたAnti-SLC16A3/MCT4 ウサギモノクローナル抗体 (O15427) を提供します。この抗体はモノカルボン酸トランスポーター4を標的とし、乳酸代謝およびがん代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC16A3/MCT4 ウサギ mAb
備考/別名	MCT3; MCT4; MCT 3; MCT 4; MCT-3; MCT-4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9123
GeneID	9123
免疫原	組換えタンパク質；ヒト SLC16A3/MCT4 (NP_004198.1) のアミノ酸410-465に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O15427
タンパク質分子量	49kDa
配送	アイスバッグ