

ウェスタンブロットおよびElisa用 抗Slc16A4 ウサギ ポリクローナル抗体 - O15374

商品番号: CM0013200

前書き

ヒトSLC16A4（MCT4/5）に対するウサギポリクローナル抗体。単炭酸塩輸送体の可能性があります。ヒトおよびラットでの反応性を持つ、WBおよびELISAで検証済み。膜タンパク質研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	SLC16A4 ウサギ pAb
備考/別名	MCT4; MCT5; SLC16A4
種	ヒト
遺伝子ID	9122 (ヒト)
免疫原	ヒトSLC16A4 (NP_004687.1) のアミノ酸388-487に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O15374
タンパク質分子量	54 kDa
輸送	保冷バッグ