

抗Slc16A4ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - O15374

商品番号: CM0030399

前書き

ヒトSLC16A4 (MCT4/MCT5)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。マウスと交差反応性があります。モノカルボン酸トランスポーターの研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC16A4 ウサギpAb
備考/別名	MCT4; MCT5; SLC16A4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9122
GeneID	9122
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O15374
タンパク質重量	54kDa
配送	アイスバッグ