

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Slc16A7 (Mct2) ポリクローナル抗体 - O60669

商品番号: CM0015439



前書き

ヒトSLC16A7/MCT2に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびラットサンプル中のモノカルボン酸トランスポーター2を検出。代謝およびがん研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	仕様
製品名	SLC16A7 ウサギ pAb
備考/別名	MCT2; SLC16A7
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	9194
GeneID	9194
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O60669
タンパク質分子量	52kDa
発送	保冷バッグ