

抗Slc16A7（Mct2）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O60669

商品番号: CM0026065



前書き

ヒトSLC16A7（MCT2）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。ラットと交差反応します。代謝およびがん研究における内在性モノカルボン酸トランスポーターの検出について検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SLC16A7 Rabbit pAb
別名	MCT2; SLC16A7
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	9194
免疫原	ヒトSLC16A7（NP_001257551.1）のアミノ酸379～478番に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O60669
タンパク質分子量	52kDa
輸送方法	保冷剤